

GB

1. Lift existing seat and place the raised seat on to the toilet bowl. Position the front lip against the front of the toilet bowl.
2. Turn both adjustment knobs clockwise until the rubber buffers touch the toilet bowl. Ensure seat is a tight fit.
3. Check seat is securely fitted before each use.
4. To clean use warm soapy water or detergent with disinfectant. Never use abrasive cleaners, never clean whilst dry.

F

1. Soulever le siège existant et placer le siège réglable sur la cuvette de W.C. Poser le bord avant contre l'avant de la cuvette de W.C.
2. Tourner les deux boutons de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les tampons de caoutchouc touchent le W.C. S'assurer que le siège est bien serré contre la cuvette.
3. Vérifier que le siège est correctement installé avant chaque utilisation.
4. Nettoyer à l'eau chaude savonneuse ou avec un détergent contenant un désinfectant. Ne jamais se servir de nettoyeurs abrasifs, ne jamais nettoyer à sec.

D

1. Vorhandenen Sitz anheben und den erhöhten Sitz auf das Toilettenbecken setzen. Die vordere Lippe gegen die Vorderseite des Toilettenbeckens positionieren.
2. Beide Einstellknöpfe im Uhrzeigersinn drehen, bis die Gummipuffer das Toilettenbecken berühren. Sicherstellen, daß Sitz eine feste Passung aufweist.
3. Vor jeder Benutzung sicherstellen, daß Sitz sicher eingebaut ist.
4. Zur Reinigung wird warmes Seifenwasser oder Reiniger mit Desinfektionsmittel benutzt. Niemals Scheuermittel benutzen, niemals im trockenen Zustand reinigen.

I

1. Sollevare il sedile esistente e posizionare il sedile con rialzo stabilizzante sulla tazza WC. Posizionare la linguetta anteriore contro il bordo anteriore della tazza WC.
2. Girare entrambe le manopole di regolazione in senso orario fino a quando i tamponi di gomma vengono a contatto con la tazza WC.
3. Assicurare che il sedile sia ben fissato.
4. Assicurare che il sedile sia ben fissato prima di utilizzarlo.
5. Pulite con acqua tiepida saponata o detergente battericida. Non usate detergenti abrasivi; non pulite da asciutto.

E

1. Levante el asiento del inodoro y coloque el asiento elevado sobre el mismo. Coloque el borde delantero contra la parte frontal del inodoro.
2. Gire ambos tornillos de ajuste en la dirección de las agujas del reloj hasta que los toques de goma toquen el inodoro. Asegúrese de que el asiento esté bien ajustado.
3. Compruebe que el asiento esté bien ajustado antes de cada uso.
4. Para limpiar, utilice agua caliente con jabón o detergente con desinfectante. Nunca utilice productos de limpieza abrasivos. Nunca limpie mientras esté seco.

P

1. Levante o assento existente e coloque o assento elevado sobre a sanita. Posicione o rebordo da frente contra a parte da frente da sanita.
2. Gire as duas maçanetas de ajustamento para a direita até as almofadas de borracha tocarem na sanita. Assegure-se de que o assento está devidamente apertado.
3. Verifique se o assento está fixo com segurança sempre que for usado.
4. Para limpar use água morna com detergente ou detergente com desinfectante. Nunca use materiais de limpeza abrasivos e nunca limpe em seco.

NL

1. Til de bestaande bril op en plaats de verhoogde bril op de toiletpot. Zorg dat de lip aan de voorkant tegen de voorrand van de toiletpot rust.
2. Draai beide knoppen rechtsom totdat de rubberen buffers de toiletpot raken. Controleer dat de toiletbril goed vastzit.
3. Controleer voor elk gebruik dat de toiletbril goed vastzit.
4. Reinig de bril met een warm sopje of met een desinfecterend reinigingsmiddel. Gebruik nooit schuurmiddelen en reinig de bril nooit als deze droog is.

DK

1. Løft det eksisterende sæde, og læg det hævede sæde ned på toiletkummen. Læg den forreste, bøjede kant op mod forsiden af toiletkummen.
2. Drej begge justeringsknopper i urets retning, indtil gummitæpduden berører toiletkummen. Sørg for, at sædet sidder stramt til.
3. Kontrollér, om sædet sidder fast før hver brug.
4. Rengøres med varmt sæbevand eller desiniferende rengøringsmiddel. Brug aldrig midler, der ridser. Må aldrig rengøres, mens det er tørt.

S

1. Lyft upp befintligt säte och placera det upphöjda sätet på toalettskålen. Placera den främre nedböjda kanten mot toalettskålens framsida.
2. Vrid båda justeringsrattarna medurs tills gummibuffertarna rör vid toalettskålen. Kontrollera att sätet sitter ordentligt fast.
3. Kontrollera att sätet är ordentligt fastsatt innan det används.
4. Använd varmt tvålsvan eller diskmedel med desinfektionsmedel för rengöring. Använd aldrig repande rengöringsmedel, rengör aldrig när sätet är torrt.

N

1. Løft eksisterende sete og plasser det hevede setet på toalettskålen. Plasser den fremre leppen mot forsiden på toalettskålen.
2. Vri begge justeringsknottene med solen til gummidempene berører toalettskålen. Forsikre deg om at setet er godt festet.
3. Sjekk ved hver bruk at monteringen av setet er i orden.
4. Rengjør med varmt såpevann eller desinfiserende vaskemiddel. Bruk aldri vaskepulver som riper, og rengjør aldri setet hvis det er tørt.

FIN

1. Nosta jo paikoillaan oleva WC-istuin ylös ja pane korotettu istuin WC-pönttöle. Aseta etureuna WC-pöntön etuosaa vasten.
2. Kierrä molempia säätönuppeja myötäpäivään, kunnes kumiesteet koskettavat WC-pönttöä. Varmista, että istuin on tiukasti kiinni.
3. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että istuin on tukevasti kiinni.
4. Puhdistukseen käytetään lämmintä saippuavettä tai pesu/desinfiointiainetta. Ei saa käyttää hankausaineita. Ei saa puhdistaa kivuna.

EL

1. Σηκώστε το υφιστάμενο κάθισμα και τοποθετήστε το ανυψωμένο κάθισμα πάνω στην λεκάνη της τουαλέτας. Τοποθετήστε το εμπρόσθιο στήμιο επάνω στο εμπρόσθιο μέρος της λεκάνης της τουαλέτας.
2. Γυρίστε δεξιόστροφα και τα δύο πόμολα ρύθμισης μέχρις ότου οι ελαστικοί προφυλακτήρες αγγίξουν τη λεκάνη της τουαλέτας. Βεβαιωθείτε ότι το κάθισμα είναι καλά στερωμένο.
3. Ελέγξτε ώστε το κάθισμα είναι καλά στερωμένο πριν από κάθε χρήση.
4. Για να το καθαρίσετε, να χρησιμοποιήσετε ζεστό νερό με απολυμαντικό. Ποτέ να μην χρησιμοποιήσετε λευκαντικό υψ καθαριστήρες, και ποτέ να μην το καθαρίσετε όταν είναι στεγνό.

Welcome To Gordon Ellis & Co. Home Healthcare Products



Maximum user weight:
Poids maximum de l'utilisateur:
Maximales Benutzerergewicht:
Peso massimo sopportato:
Peso máximo del usuario:
Peso máximo de uso:

Maximumgewicht van gebruiker:
Maks. brugervægt:
Högsta användarvikt:
Maksimum brukervekt:
Suurin käyttöpaino:
Ανώτατο όριο βάρους του χρήστη:



190 kg
420 lbs



Part no. L'article No. Teile-Nr. Codice N° de pieza: Peça nº	Onderdeelnr. Styknr. Del nr. Delenr. Osa nro Ανταλλακτικό	60903, 60904, 60905, 60906, 60912, 60914, 60916
---	--	--

Made in EU Fabriqué dans l'Union Européenne In der EU hergestellt Fabbricato nella UE Fabricado en la UE. Fabricado na U.E.	Vervaardigd in de EU Fremstillet i EU Tillverkad i EU Produsert i EU Valmistettu EU:ssa Κατασκευάστηκε στην ΕΕ
--	---

For other details of Gordon Ellis products for elderly and disabled people, please contact your supplier, or Gordon Ellis direct.

www.gordonellis.com



**GORDON
ELLIS
& CO**

MANUFACTURERS IN
WOOD AND PLASTIC
ESTABLISHED 1893

**Prima Raised
Toilet Seat**

TRENT LANE
CASTLE DONINGTON
DERBY DE74 2NP
ENGLAND
TEL: (01332) 810504
INT: + 44 1332 810504
FAX: (01332) 850830
INT: + 44 1332 850830
gordon.ellis@gordonellis.co.uk
www.gordonellis.com

Company registered in England:
No. 231734
VAT No. GB 428 4666 26

